

Tumor Organoid Basal Medium (肿瘤类器官基础培养基)

货号: TBM-500

产品介绍

肿瘤类器官基础培养基是为哺乳动物培养肿瘤类器官而优化的基础培养基。肿瘤类器官基础培养基需要补充血清替代品, 通常是生物成因的 B+ 补充剂和生长因子, 不含蛋白质和任何其他动物来源的成分。

产品信息

产品组成	货号	规格	储存条件及周期
Tumor Organoid Basal Medium	TBM-500	500ml	4°C, 6 个月

说明书

净化	无菌测试	运输条件	应用	动物来源	原产地
0.2 μ m 过滤	通过	常温	类器官培养	-	中国

主要添加剂

有	无
---	---

葡萄糖、非必需氨基酸、丙酮酸钠、抗坏血酸、烟酰胺、叶酸、

L-谷氨酰胺、羟乙基哌嗪乙磺酸

氯化胆碱、无旋光肌醇、谷胱甘肽、苯酚红

注意: 类器官基础培养基使用碳酸氢钠缓冲系统, 因此需要 5-10% 的 CO₂ 环境, 以维持生理 pH。在处理和补充肿瘤类器官基础培养基时, 请始终使用无菌技术。

储存和处理

类器官基础培养基以伽马辐照的无菌 PETG 或 PETE 瓶提供。建议在 2-8°C 的温度下保存, 并防止强光照射。



注意事项

在处理人体细胞等生物有害物质时，应遵循安全的实验室程序，并应穿戴个人防护设备。

限制

仅用于实验室研究，不用于诊断和治疗。

